

表面等离子共振法 (SPR) 测定抗体亲和力

表面等离子共振技术 (surface plamon resonace technology , SPR) 是上个世纪 80 年代发展起来的以生物传感芯片 (biosensor chip) 为中心的一种新技术。此后人们开始研究用各种方法改进 SPR 的性能、简化仪器系统，并试图用 SPR 技术测量不同的生化物质，测试范围包括：

DNA-DNA 间的生物特异性相互作用

蛋白质折叠机制的研究

微生物细胞的检测

抗体 - 抗原分子亲和力测定

本文对于表面等离子共振技术的原理和其在测定抗体亲和力作了简要的概述。

全内反射是一种普遍存在的光学现象。考虑一束平面光波从介质 1 表面进入到介质 2 中。入射光在介质 1 表面上一部分发生反射，另一部分则透射进介质 2 。入射角和透射角之间满足关系式：

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

这里 n_1 是介质 1 的折射率， n_2 是介质 2 的折射率。当入射角增大，增大到临界角 θ_c 时，这时的透射角为 90° ；当入射角继续增大到大于临界角时，光不再透射进介质 2 ，也就是发生了全反射。由 snell 定律可知：

$$\theta_2 = 90^\circ$$

$$\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$$

由上式可知，当 $n_2 < n_1$ 时，全反射就可能发生。从几何光学的角度来看，当光发生全反射时，光会在介质 1 界面上完全反射而不进入介质 2 中。实际上，由于波动效应，有一部分光的能量会穿过界面渗透到介质 2 中，平行于界面传播。这部分光场就是所谓的消失波。一般情况下消失波在折射率小的介质中传播一段距离，再回到折射率大的介质，使光的全部能量都回到第一介质中。如果消失波的频率与金属表面振荡的自由电子（即等离子）频率一致，则金属表面的等离子就吸收光能发生共振 (surface plasmon resonance , SPR) ，使反射光强度减弱，这时的入





图 1 消失波的产生原理



界面


射角为共振角 (SPR 角)。SPR 随金属表面的折射率变化而变化，而折射率的变化又和结合在金属表面的生物分子质量成正比，因而通过对生物反应过程中 SPR 角的动态变化获取生物分子相互作用的特异信号。

BIACORE 表面等离子共振仪的构成与工作原理

BIACORE 表面等离子共振仪基于 SPR 原理的新型生物传感分析技术，它在不需使用荧光或同位素标记甚至无须纯化各种生物组分的天然条件下，通过传感器芯片实时监测各类生物分子如多肽、蛋白质、寡核苷酸、寡聚糖、类脂甚至全病毒、细胞之间相互作用的整个过程，并通过分析软件获取生物分子结合、解离、亲和性、特异性、协同、拮抗、反应速率、浓度变化等互作动力学参数。


表面等离子共振仪主要由五部分组成：芯片、光学系统、液体处理系统、控温系统和计算机软件。其工作原理是基于 SPR 技术来实时追踪生物分子间的相互作用。实验时先将一种生物分子固定在传感器芯片表面，再通过微射流卡盘将含有相互作用的分子溶液传送至传感器芯片表面，

SPR 光学检测系统则跟踪检测溶液与芯片表面的分子结合和解离的全过程。数据分析软件处理实验过程中获取的各种特异性信号，并将其整合成最终的实验结果。由于其高度的自动化和灵敏特异性且具常规仪器方法难以比拟的实时，动态监测优点，所以被广泛地应用于各种生命现象分子机理研究。




表面等离子共振仪芯片结构

在表面等离子共振仪中，最核心的结构是芯片。芯片的玻璃表面附有一层金膜，一种待检分子 (ligand) 连在金膜上，入射光在金和玻璃表面发生全反射，并产生 SPR，这时的入射角为 I。当有一种分子 analyte 与 ligand 相互作用时，使金箔的折射率发生变化，这时以原来的入射角 (I) 入射就不能发生 SPR，而以入射角 (II) 入射才能发生 SPR。用楔形的入射光入射保证了入射角在一定范围内，并能实时检测。在 analyte 与 ligand 相互作用后，以缓冲液流过芯片表面，使 analyte 和 ligand 相分离，从而芯片得到再生，可以重复使用。



SPR 用于抗体亲和力相互作用的研究

SPR 技术在抗体 - 抗原结合动力学及抗原表位 - 抗体对位的鉴定中有重要的应用，在无需纯化和标记抗体 - 抗原的天然条件下，能实时动态反映抗体 - 抗原互作时的结合/解离速率和亲和力常数。若测定的样品为 MAb 时，可直接用杂交瘤细胞培养的上清液进行。其操作过程大致包括：首先将待测 MAb 所识别的抗原偶联在传感芯片表面，然后注入待测 MAb，通过芯片表面直接监测抗体 - 抗原结合过程，通过结合曲线能够快速半定量不同抗体的动力学参数。样品注入后，出现的脉冲有明显的开始和结束，在脉冲的前后端皆是连续的缓冲液在流动。从传感图上可以看到抗体 - 抗原复合物的结合过程和平衡状态。当样品注射完毕后，抗体被缓冲液代替时，可观察到复合物的解离状态，从结合量可以反映出抗体的浓度及结合的亲和力，利用分析软件能提供反应动力学常数及亲和力等数据。以洗脱液(如稀酸或碱)再生传感芯片后可进行下一轮分析。



与常规的亲和力检测方法（竞争 ELISA，电泳条迁移等）相比，SPR 具有以下优势：

- 实时(real-time)监测反应的动态过程，即在生物大分子相互作用过程中其有关的变化可时时刻刻的记录在仪器上，而且其实验结果的重现性无可比拟。
- 检测每对生物大分子相互作用的时间大约为 10min 左右，分析快速，而且全自动化进行，故其工作效率高，在短时间内可完成大量标本的检测。
- 在仪器上记录的结果不能随意更改，这不仅减少了主观因素的影响，增加了客观性，而且其结果重复性好。
- 检测溶液中的最低浓度为 10-12mol/L，因此用样量少，敏感性高。并可测其浓度、反应亲和力、反应特异性及反应速度(动态参数)等。
- 在检测中的任何分子均无需纯化和标记，故简单易行。目前，这一类仪器的价格还比较昂贵，因此其推广使用受到限制。而且，对仪器的操作一般需由专门受过培训的人员进行。尽管如此，但由于该仪器具有的明显优势，并且可以提供许多传统技术所不能提供的资料，因此该技术的出现为科学界、医学界及药物学的研究和发展拓展了新的空间。

相关阅读

[竞争 ELISA 法测定抗体亲和力](#)

更多优质服务推荐



SingleB® mAb Discovery Service

SingleB®单B细胞快速单抗发现

德泰生物提供SingleB®单B细胞快速单抗发现服务，利用SmartFlow® FACS记忆B细胞筛选平台与DeepLight®浆细胞筛选平台，实现记忆B细胞与浆细胞的双筛选。平台适用于小鼠、兔、羊驼、人源化小鼠、绵羊等多种免疫对象，从动物免疫到获得单抗，快至29天，比传统杂交瘤技术至少节省120天。

平台优势

- 支持蛋白、多肽、细胞、病毒等**多种类型抗原免疫**
- 记忆B细胞 & 浆细胞双筛选，**保证B细胞多样性**
- 单细胞扩增阳性率高，无需刺激培养，减少多样性损失
- 重轻链天然配对，**亲和力更优**
- 高通量，周期短，单抗发现**快至29天**
- ELISA、FACS、WB、IHC等**多平台验证**

可开发单抗物种



小鼠

兔

羊驼

人源化小鼠




猪

犬

绵羊

人

服务流程





Recombinant Antibody Expression Service

重组抗体表达

德泰生物拥有完善的重组抗体表达与纯化体系、抗体多工艺质量验证体系。已交付的重组抗体项目种类包括scFv、Fab、(Fab')₂、VHH、嵌合抗体、双特异性抗体、Fc融合蛋白、全长IgG、IgM。cGMP标准的百级洁净细胞房及生物反应器用于HEK293/CHO细胞的小试及大量培养。HPLC纯度、内毒素、浓度等要求均可以根据您的下游应用进行定制。

服务优势



服务流程




Recombinant Protein Expression Service

重组蛋白表达

原核蛋白表达系统、哺乳动物细胞蛋白表达系统

德泰生物拥有完善的原核蛋白表达与纯化体系和哺乳动物细胞蛋白表达与纯化体系。基于细胞因子、酶、诊断原料蛋白的工业化需求，我们配备了发酵设备并推出了大规模发酵制备服务；我们还配备了cGMP标准的百级洁净细胞房及生物反应器，用于HEK293/CHO等真核细胞的小试及大量培养。



4

Hybridoma Antibody Gene Sequencing Service

杂交瘤抗体基因测序

德泰生物拥有mRNA全长测序平台和Failsafe®假基因排除技术，能够提供快速、可靠的杂交瘤抗体基因测序服务。


应用场景

- 抗体序列保护：获取抗体基因序列后可通过专利对CDR区进行保护。
- 生产方式备份：杂交瘤存在退化转阴风险，抗体序列可通过基因工程方式轻松转化为抗体样品。
- 抗体工程改造：获得的抗体序列可用于抗体人源化、双特异性抗体等抗体工程改造。

服务优势

- 极速体验：测序5天，表达5天，全程高通量
- 细胞需求少：只需1~5个细胞，可以接收孔板样品
- 保证测序结果准确：采用Failsafe®假基因排除技术，可排除κ轻链假基因
- 测序范围广：可测小鼠、大鼠、兔、羊等物种的IgM和IgG的所有亚型
- 一站式服务：德泰生物拥有丰富经验，可提供表达验证服务

服务流程




5

Biomolecular Interaction Analysis Service

分子间相互作用检测

德泰生物提供的分子间相互作用检测服务基于表面等离子共振(SPR)平台及生物膜干涉技术(BLI)平台，能够实现对分子间亲和力的定量和定性分析。与传统的GST pull down, 免疫共沉淀, 酵母双杂交等相比，具有更高的灵敏度、检测通量及较低的样品要求等优点。


检测范围




蛋白和蛋白



蛋白和小分子



蛋白和抗体



蛋白和抗体Fab片段

检测范围包括蛋白-蛋白、抗体-抗原、抗体片段-抗原、蛋白-抗体、蛋白-小分子、抗体-多肽、蛋白-DNA、DNA-DNA间的相互作用。



Antibody Humanization Service

抗体人源化

德泰生物人源化改造服务基于人工智能之深度学习算法,通过构建抗体结构模型、CDR移植与回复突变、识别关键氨基酸及人源化运算,获得人源化程度高且突变能低的抗体序列。

服务优势



重链和轻链同时参与优化



改造后的抗体人源化程度>90%



人源化抗体的亲和力与初始抗体相当



可进行多物种的抗体人源化

服务流程

- ① Antibody sequence confirmation
- ② Human germline acceptor selection
- ③ CDR grafting
- ④ Back mutation
- ⑤ Mutation energy ranking
- ⑥ Antibody expression
- ⑦ Affinity ranking



Stable Cell Line Development Service


生产型稳转细胞株构建

德泰生物提供高表达哺乳动物稳定细胞株构建服务,筛选过程使用先进的可视化DeepLight®单克隆细胞筛选平台,较传统筛选流程快近100天,大大缩短了稳定细胞株的开发周期。

DeepLight®细胞筛选平台的优势

	有限稀释法筛选	DeepLight® On-chip筛选
筛选时间	8周	1天
细胞分离效率	低	高
筛选通量	低	高
单细胞水平筛选	否	是

服务流程



服务优势



更快的筛选速度

从DNA到细胞株
较传统方法快近100天



百k级筛选通量

一次筛选640k细胞
优选高表达细胞株



可视化筛选结果

先进DeepLight®平台
高表达细胞株实时成像



稳定高产

可稳定转代50代
重组单抗可达5 g/L